



	VIKTIG	Støtteben
	VIKTIGT	Stödben
	VIGTIGT	Støtteben
	TÄRKEÄ	Tukijalka
	OLULINE	Tugijalad
	IMPORTANT	Support leg
	WICHTIG	Stützfüße
	IMPORTANT	Pieds d'appui
	BELANGRIJK	Steunpoten
	IMPORTANTE	Piedini di appoggio



- NO** Vennligst påse at begge støtteben står rett og er riktig justert før sengen tas i bruk. Gjelder også om sengen flyttes/skyves.
- SE** Vänligen se till att båda stödbenen är raka och är rätt justerade innan sängen tas i bruk. Detta gäller även om sängen flyttas/skjivs.
- DK** Kontroller venligst, at begge støtteben står lige og er justeret rigtigt, inden sengen tages i brug. Gælder også hvis sengen flyttes/skubbes.
- FI** Varmista, että molemmat tukijalat ovat suorassa ja oikein säädetty, ennen kuin sänky otetaan käyttöön. Tämä pätee myös, jos sänkyä siirretään/työnnetään.
- EE** Palun veenduge enne voodi kasutamist, et mõlemad tugijalad oleks sirged ja õigesti reguleeritud. Seda tuleb jälgida ka voodi liigutamisel/vedamisel.
- UK** Please ensure that both supporting legs are straight and correctly adjusted before using the bed. This also applies when moving/sliding the bed.
- DE** Bitte achten Sie darauf, dass beide Stützbeine gerade stehen und richtig eingestellt sind, bevor Sie das Bett in Benutzung nehmen. Das gilt auch, wenn das Bett umgestellt/verschoben wird.
- FR** Veuillez vérifier que les deux pieds du meuble sont bien droits et bien ajustés avant d'utiliser le lit. Faites-le également lorsque le lit doit être déplacé/poussé.
- NL** Zorg ervoor dat beide steunpoten recht staan en op de juiste wijze zijn afgesteld voordat u het bed gebruikt. Dit is ook van toepassing wanneer u het bed verplaatst of verschuift.
- IT** Prima di iniziare a utilizzare il letto, assicurarsi che entrambi i piedini siano dritti e regolati correttamente. Se il letto viene spostato/spinto in un'altra posizione, eseguire la stessa verifica.